



## Potilasohje näytteenottoon kihomatojen (*Enterobius vermicularis*, F –Enve-O, 2053) osoittamista varten

### Näytteenottovälineet:

- putki, jossa n. 1 ml keittosuolaliuosta
- pumpulitikku
- tarralappu nimitietoja varten

### Näytteenotto:

Näytteestä tutkitaan peräaukon ympäristössä mahdollisesti olevia kihomadon munia.

Näyte otetaan aamulla heti herättyä, ennen ko. alueen pesua tai ulostamista.

Pumpulitikku kostutetaan putkessa olevaan keittosuolaliuokseen. Kostutetulla pumpulitikulla hangataan napakasti peräaukon ympäristön poimuja, lopuksi tikkua käytetään peräaukon suulla n. 0,5 cm syvyydessä. Tikku laitetaan keittosuolaputkeen, tarvittaessa tikun varsi voidaan katkaista, ja putki suljetaan huolellisesti.

Tarralappuun kirjoitetaan potilaan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Tarra liimataan putken kylkeen.

### Näytteen säilytys:

Näyte säilytetään huoneenlämmössä ja toimitetaan laboratorioon näytteenottopäivän aamuna.

Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä:

Ohjeen antanut laboratorio	
Puhelin	

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Kuopio, Puijonlaaksontie 2  
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8720

Joensuu, Tikkamäentie 16  
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8889

Mikkeli, Porrassalmenkatu 35-37  
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8923

Savonlinna, Keskussairaalantie 6  
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8940