



29.04.2010

---

## Vuorokausivirtsan vapaan kortisolin menetelmämuutos

Vuorokausivirtsan vapaan kortisolin (**dU-Kors-V; 2130**) määrittämenetelmä muuttuu **3.5.2010**. Uusi menetelmä on spesifinen nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Samalla muuttuvat viitearvot, uudet viitearvot ovat **30 - 144 nmol**.

Näytteenotto- ja lähetysohjeet pysyvät muuten ennallaan, mutta keräyksen yhteydessä **ei** saa käyttää säilöntäaineita. Hyvin sekoitetusta ja mitatusta vuorokausivirtsasta lähetetään muoviputkessa 10 ml. Keräysastia on pidettävä kylmässä. Näyte on lähetettävä huoneenlämpöisenä, jos se on perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Tutkimus muuttuu tarkemmalla ja spesifisemmällä menetelmällä tehtäväksi alihankintatutkimukseksi, jonka vuoksi myös hinta muuttuu. Uusi hinta on 33,8 €.

Kari Punnonen  
toimitusjohtaja  
johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen  
kemian vastuualuejohtaja  
apulaisylilääkäri

### Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat,  
Kuopion aluelaboratorio: KYSin osastot ja poliklinikat,  
PSSHP terveyskeskukset ja sairaalat  
OA:KEMAUT  
Internet, intranet