



20.6.2018

## Näytteenotto-ohje Clostridium difficile -nukleiinihaponosoitustestiä varten (F -CldTNhO, 6141)

### Näytteenottovälineet:

- ulostenäytepurkki (kierrekorkillinen muoviasia)
- tarralappu näytepurkin merkitsemistä varten

### Näytteenotto:

Tuoretta ripuliulostetta laitetaan purkkiin (noin puoli purkillista). Purkki suljetaan huolellisesti. Ulosteen tulee olla ripuliulostetta, kiinteitä ulostenäytteitä ei tutkita.

Näytepurkkiin liimataan tarralappu, jossa on näytteenantajan nimi ja henkilötunnus sekä näytteenottopäivämäärä.

Purkki pakataan pieneen muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, se jätetään pussin ulkopuolelle.

### Näytteen säilytys:

Näyte ja mahdollinen paperilähete tulee toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Kuljetusta odottava näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa (säilyy tutkimuskelpoisena 4 vrk).

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.

Oman hoitajan/lääkäriin yhteystiedot	
Laboratorion yhteystiedot	