



17.3.2010

MUUTOKSIA LABORATORIOTUTKIMUKSISSA

T-soluresptorigeenin uudelleenjärjestymätutkimus ja immunoglobuliinigeenien uudelleenjärjestymätutkimus, tekopaikka, menetelmä ja hinta muuttuvat

T-solureseptorigeenin uudelleenjärjestymätutkimus verestä (B –TCR-D, 3904), luuytimeistä (Bm-TCR-D, 3905) ja kudoksesta (Ts-TCR-D, 3906)

sekä

immunoglobuliinigeenien uudelleenjärjestymätutkimus verestä (B –IG-D, 3837), luuytimeistä (Bm-IG-D, 3838) ja kudoksesta (Ts-IG-D, 3839)

alihankitaan HUSLABista molekyylipatologian laboratoriosta. PCR-menetelmä vaihtuu multiplex-PCR- ja kapillaarielektroforeesimenetelmäksi. Luuydin ja veri (3-5 ml EDTA-putkessa) säilyvät 5 vrk jääkaapissa, putkia ei saa pakastaa. Kudospala otetaan ravintoneesteeseen tai suolaliuokseen. Kudosnäytteen voi lähettää huoneenlämmössä ravintoneesteessä tai suolaliuoksessa mikäli näyte on perillä HUSLABissa seuraavana päivänä. Näytteenottoa perjantaina tulee välttää. Tarvittaessa kudosnäyte voidaan pakastaa -70 °C:een jos näyte ei ole perillä HUSLABissa seuraavana työpäivänä.

Potilaan esitiedot kirjataan läheteeseen, jonka potilasta hoitava lääkäri täyttää. HUSLABin lähete kromosomi-, DNA- ja RNA-tutkimusta varten löytyy ISLABin internet-sivuilta kohdasta 'Laboratorioläheteitä/lomakkeita'. Kiireellisten näytteiden ottamisesta tulee olla ennakkoon yhteydessä laboratorioon, jotta näytteiden pakkaus ja kuljetus voidaan järjestää mahdollisimman sujuvasti. Tuloksista annetaan lausunto. Tulokset ovat valmiina kuukauden kuluessa. Tutkimusten hinta on 349.50 €.

Tiedustelut: kemisti Ulla Ristonmaa, ulla.ristonmaa@islab.fi



17.3.2010

Virtsan hydroksiprolini muuttuu keräysvirtsanäytteestä kertavirtsa- **näytteeseen**

Uusi tutkimusnimike on U –HOP (50318), näytteeksi tarvitaan 9 ml virtsaa lisääineet-
tomaan virtsaputkeen, säilytys ja lähetys pakastettuna. Uusi viitearvo on alle 4 mg/g
krea. Vanha nimike dU-HOP (1645) poistuu käytöstä.

Kari Punnonen
toimitusjohtaja
johtava ylilääkäri
kari.punnonen@islab.fi

Jarkko Romppanen
kemian vastuualuejohtaja
apulaisylilääkäri
jarkko.romppanen@islab.fi

Pentti Mäntymaa
hematologian vastuualuejohtaja
apulaisylilääkäri
pentti.mantymaa@islab.fi

Jakelu:
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat ja osastonhoitajat
KYSin osastot ja poliklinikat
ISLABin alueen sairaalat ja terveyskeskukset
OA: GENMOL
OA: KEMAUT
Internet ja intranet