









OHJE TARRAN LIIMAAMISEKSI NÄYTEPUTKEEN JA VERIVILJELYPULLOON

Oikein	Väärin	Liimaa tarra
		- pitkittäin kohtisuoraan
		- n. 0.5 cm korkista alkaen - jätä "ikkuna" näyteputkeen, josta voidaan arvioida näytteen laatu - älä tee mitään merkintöjä viivakoodiin
		- La-putkessa tarra niin ylös kuin mahdollista.
		Veriviljelypullo <ul style="list-style-type: none"> • potilastarra pitkittäin kohtisuoraan • pullossa olevaa viivakooditarraa ei saa peittää