






pvm 7.8.2015

VIRTSAN YLEISIMMÄT PERUSTUTKIMUKSET

TUTKIMUS	PUTKI	HUOMIOITAVAA
U-BaktVi (1155) U-KemSeul (1881) U-SOLUT (1940) U-UFSeul (55090)	 10 ml ja 4 ml säilöntäaineputket Kotinäytteenottoasetti (sisältö voi vaihdella laboratorion riippuen) 	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. (Jos näytettä on niukasti, täytä pienempi putki ensisijaisesti.) Putken sekoitus kääntelemällä ylösalaisin 8-10 kertaa. U-KemSeul ja U-Solut säilyvät näyteputkissa 8 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4 °C:ssa. U-BaktVi säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä
U-AlbKre (4511) U-Prot (2519) U-Osmol (2444) U-Amyl (1080) U-hCG-O (2124)	 4 ml säilöntäaineeton putki	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta
cU- ja dU- alkuiset virtsatutkimukset (kts. tutkimusohjekirja ja potilasohjeet)	 3000 ml keräysastia	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta
-TbVi (2812)	 50 ml tehdaspuhdas purkki	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta

HUOM! Muita virtsatutkimuksia ja näytteenotto-ohjeet löytyvät ISLAB:n ohjekirjasta (www.islab.fi).