



26.9.2018

S -PsoIAb -alihankintatutkimuksen tekopaikka, menetelmä ja viitearvot muuttuvat 17.9.2018 lähtien

Tutkimus / Tutkimukset

Parietaalisolu, vasta-aineet

S -PsoIAb 2459

Endokriinisten tautien immunologiset tutkimukset

S -AITEndo 54008

Asia

Tekopaikka, menetelmä ja viitearvomuutos S -PsoIAb tutkimuksessa.

Jatkossa S-PsoIAb tutkitaan HUSLABissa fluoroentsyymi-immunomenetelmällä (FEIA) aikaisemman epäsuoran IF-menetelmän sijaan. S -PsoIAb kuuluu osatutkimuksena myös S -AITEndo tutkimuspakettiin, joten muutos koske myös sitä.

Indikaatiot

Autoimmuunigastritiin ja pernisiöösien anemian diagnostiikka.

Näyte

S -PsoIAb: 0.5 ml seerumia

S -AITEndo: 5 ml seerumia

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA)

Uudet viitearvot

normaali alle 7 U/l

raja-arvo 7-10 U/l

kohonnut yli 10 U/l

Jari Karhukorpi
ylilääkäri
Kliininen mikrobiologia
044 7178900

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
Kliininen mikrobiologia
ISLAB

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA:MIKROB
Internet, intranet