



13.8.2020

## Uusi tutkimus: B -Sezaryn solujen osuus veren lymfosyyteistä

### Tutkimus

[B -Sezaryn solujen osuus veren lymfosyyteistä](#)

[B –Sezary \(20773\)](#)

### Aihe

Sezaryn syndrooman diagnostiikkiin suositukseen kuuluu Sezaryn solujen osuuden määrittäminen veren T-soluista virtausytometrisellä tutkimuksella, joka antaa luotettavamman tuloksen verrattuna perinteiseen veren sivelyvalmisteen morfologiseen tarkasteluun. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLABin erikoishematologian laboratoriossa.

### Indikaatio

Sezaryn syndrooman diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Tutkimuksen B –Sezary (20773) kanssa tulee aina tilata myös tutkimus B-LyDiff-T (50524).

### Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

### Näyteastia

4 ml EDTA-putki

### Säilytys

Näytteenotto tulee ajoittaa maanantaista keskiviikkoon. Näyte lähetetään huoneenlämmössä siten, että se on HUSLABissa viimeistään näytteenottoa seuraavana aamuna. Näyte säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Verinäytteen mukana tulee lähettää 2-4 värjäämätöntä veren sivelyvalmistetta.

Risto Laitinen                      Pentti Mäntymaa  
Vs. johtava ylilääkäri      Osastonylilääkäri

### Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat  
ISLABin osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat  
KYSin osastot ja poliklinikat  
OA:HEMAUT, OA:PREANA  
Internet, intranet