



Kirjoita ohjeen nimi.

25.3.2020

Liite:1

VARMISTETTU/EPÄILTY COVID-19: LABORATORIONÄYTTEIDEN KÄSITTELY NÄYTTEENOTON JÄLKEEN HOITOYKSIKÖISSÄ

HOITOYKSIKÖN OTTAMAT VERINÄYTTEET

1. Laita puhtaat suojakäsineet.
2. Pyyhi näyteputket A12T 80% -alkoholilla. Anna kuivua täysin kuivaksi.
3. Kiinnitä pyyntötarra putkeen.
4. Toimita näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Verinäyteputket voi laittaa normaalisti putkipostiin.

HENGITYSTIE-, VIRTSA-, YM. NÄYTTEET

1. Sulje näyteastia tiiviisti.
2. Vaihda puhtaat suojakäsineet.
3. Pyyhi näyteastia A12T 80%:lla alkoholilla. **ANNA KUIVUA TÄYSIN KUIVAKSI.**
4. Kiinnitä pyyntötarra näyteastiaan.
5. Pakkaa jokainen näyteastia omaan erilliseen salpapussiinsa (esim. 0.2 tai 0.5 l Minigrip), jonka sisällä on imeytystyyny. Sulje pussi huolella.
6. **KIINNITÄ PUSSIIN COVID-19 EPÄILY –TARRA.**
7. **Puijo:** Toimita näytteet päivystyslaboratorioon esim. kertakäyttöisessä kaarimaljassa. **NÄITÄ NÄYTTEITÄ EI SAA LAITTA A PUTKIPOSTIIN.**

Muut toimipaikat: Jatka näytteiden pakkaamista paikallisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimita näytteet laboratorioon.

Katariina Vuorenmaa
Aluelaboratorion johtaja

Ulla Dunder
Sairaalakemisti

Ulla Kärkkäinen
Lääket. vastualuejohtaja
Kliininen mikrobiologia

ISLAB Pohjois-Savon aluelaboratorio