



Ohje postin maantiekuljetuksena lähetettäville näytteille 10.3.2022

Ohje postin maantiekuljetuksina lähetettäville näytteille

Näytteet tulee kuljettaa laboratorioon niin, että ne säilyvät analysointikelpoisina eikä tulosten luotettavuus kärsi.

- Katso näytteenotto- ja näytteen säilytys- ja lähettämisohteet ISLABin ohjekirjasta (www.islab.fi/ohje-kirja).
- Näytteiden tulee säilyä analysointikelpoisina koko lähetysketjun ajan. Pääsääntöisesti plasma- ja seeruminäytteet täytyy sentrifugoida ja erotella näytteet ottaneessa yksikössä.
- NÄYTTEET VOIDAAN TUTKIA ISLABIN ULKOPUOLISESSA LABORATORIOSSA VAIN, KUN NÄYTE EI SÄILY ANALYSOINTIKELPOISENA ESIKÄSITELTYNÄKÄÄN KULJETUKSEN AJAN (katso OHJE ISLAB-ALUEEN ULKOPUOLISESSA LABORATORIOSSA TAPAHTUVAAN NÄYTTEENOTTOON).
- Ennen näytteiden lähettämistä, tarkista postilta kuljetusaika.

Lähetä näytteet huoneenlämpö-, kylmä- tai pakastekuljetuksena näytteen säilyvyydestä riippuen.

Käytä lähetyksissä pikakirje –merkintää, jolloin kuljetus on perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

- Vältä näytteiden lähettämistä perjantaina tai arkipyhien aattona, koska postin jakelu viivästyy seuraavan arkipäivänään.

Näytteet pakataan Postin ohjeen mukaisesti ja lähetetään keltamustaraidallisessa laatikossa. Postin ohje "Laboratorionäytteiden lähettäminen postitse" on saatavilla Postin internetsivuilla. Emme palaute lähetyksipakauksia.

Lähetä näytteet osoitteella:

ISLAB, Puijo
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset
Rakennus 1, 3.krs
Puijonlaaksontie 2
70210 Kuopio

Huoneenlämpö- ja kylmälähetykset muista laboratorio-organisaatioista

- Näytteet voidaan lähettää vastauspalvelulähetyksenä
- Käytä pikakirje –merkintää.
- Emme palauta huoneenlämpölähetyksissä käytettävää keltamustaraidallista näytekuljetuslaatikkoa. Kylmälähetyksiin käytettävät keltamustaraidalliset lähetykselaatitot styrox-laatikkoineen, pakastegeeleineen ja kylmävaraajineen palautamme lähettäjälle.

Vastauspalvelulähetyksen osoite on:

ISLAB, Puijo
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset
Tunnus 5000796
71006 Vastauslähetykset

Pakastelähetyksiin tulee aina käyttää ylintä päivystyslaboratorion postiosoitetta (postinumero 70210) ja tästä kustannuksesta vastaa aina lähettäjä. Pakastelähetyksien tarvikkeet palautamme lähettäjälle.

Tarvittaessa kysy lisäohjeita laboratoriosta
puh. 044 457 0742 (ammattilaisten neuvontapalvelunumero)
ISLAB Puijo Lähetykset@islab.fi