



28.2.2022

Kitotriosidaasi siirtyy alihankintatutkimukseksi ja näytemuoto vaihtuu (50614 B -Kitotri) 21.3.2022 alkaen

Tutkimus

50011 P -Kitotri, P-kitotriosidaasi (lopetettava)

50614 B -Kitotri, B -Kitotriosidaasi (uusi tutkimus)

Asia

Kitotriosidaasitutkimus siirtyy alihankintatutkimukseksi 21.3.2022 alkaen. Määritys perustuu kuivatusta veritäplänäytteestä tehtävään fluorometriaan. Tutkimuksen näytemuoto, säilytys- ja lähetysohjeet sekä viitearvot muuttuvat. Vanha tutkimus P -Kitotri (50011) on käytössä rinnalla vielä toukokuun ajan, jos halutaan selvittää potilaan seurannassa käytetty kitotriosidaasitaso uudella menetelmällä verrattuna vanhaan menetelmään. Vertailuun tarvitaan erilliset P -Kitotri ja B -Kitotri pyynnöt sekä näytteet (plasmanäyte sekä verinäytekortti). 31.5.2022 jälkeen laboratorioomme saapuneita plasmanäytteitä (P -Kitotri) ei enää analysoida.

Viitearvot

Kaikki 8 – 121 µmol/h/l

Näyte

Näyte otetaan kantapäästä tai sormesta ihopistonäytteenä veritäplätestaukseen tarkoitettuun näytteenottokorttiin. Näytteeseen ei saa joutua EDTA:ta, hepariinia tai muita lisäaineita.

Säilytys ja lähetys

Näytteenottokorttia kuivatetaan huoneenlämmössä vähintään 3 tuntia. Näytteen kuivumista ei saa nopeuttaa lisälämmöllä. Ennen lähetystä tarkistetaan, että kaikki näytteet ovat kuivuneet. Lähetys alihankintalaboratorioon tapahtuu keskitetysti Kuopiosta Puijon laboratorion. Muissa laboratorioissa otetut näytekortit lähetetään kuivattamisen jälkeen Kuopioon Puijon laboratorioon.

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Anu Olku
sairaalakemisti

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat
Siun soten sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sairaalat
Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä sairaalat
Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat
OA:KERANA
Internet, intranet