



11.8.2020

## Uusi varmistustesti HIT-diagnostiikkaan

### Tutkimus

[Hepariinitrombosytopeniatutkimus, varmistus, seerumista](#)      [S- HepVaVa \(20796\)](#)

### Aihe

Ensisijainen tutkimus epäiltäessä hepariinin indusoimaa trombosytopeniaa (HIT) on B –HeparTP (4399), jonka ongelmana saattaa olla epäspesifisyys, jolloin vain osa sen löytämisestä vasta-aineista pystyy aktivoimaan trombosyyttejä. Tämän vuoksi voidaan seulontatestin positiivinen tulos tarvittaessa vielä varmistaa määrittämällä vasta-aineet funktionaalisella varmistustestillä S –HepVaVa (20796), joka tunnistaa hepariinin indusoimia IgG-luokan vasta-aineita riippumatta siitä, mitä antigeenikompleksia kohtaan vasta-aineet ovat suuntautuneet. Tutkimus tehdään alihankintana.

### Indikaatio

Varmistustesti epäiltäessä hepariinin indusoimaa trombosytopeniaa (HIT).  
Ensisijainen tutkimus HIT-epäilyssä on 4399 B –HeparTP.

### Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

### Näyteastia

Seerumiputki 10 ml.

### Säilytys

Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämmössä kokoverenä.

Risto Laitinen                      Pentti Mäntymaa  
Vs. johtava ylilääkäri      Osastonylilääkäri

### Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat  
ISLABin osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat  
KYSin osastot ja poliklinikat  
OA:HEMAUT, OA:PREANA  
Internet, intranet