



COVID-19 näytteiden käsittely ja pakkaaminen hoitoyksiköissä Pohjois-Savossa 13.10.2020

## VARMISTETTU/EPÄILTY COVID-19: LABORATORIONÄYTTEIDEN KÄSITTELY NÄYTTEENOTON JÄLKEEN POHJOIS-SAVON HOITOYKSIKÖISSÄ

### HOITOYKSIKÖN OTTAMAT VERI- JA VIRTSA-NÄYTTEET

1. Laita puhtaat suojakäsineet.
2. Pyyhi näyteputket A12T 80% -alkoholilla. Anna kuivua täysin kuivaksi.
3. Kiinnitä pyyntötarra putkeen.
4. Toimita näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Verinäyteputket voi laittaa normaalisti putkipostiin.

### HENGITYSTIE-, ULOSTE- YM. ERITENÄYTTEET

1. Sulje näyteastia tiiviisti.
2. Vaihda puhtaat suojakäsineet.
3. Pyyhi näyteastia A12T 80%:lla alkoholilla. ANNA KUIVUA TÄYSIN KUIVAKSI.
4. Kiinnitä pyyntötarra näyteastiaan.
5. Pakkaa jokainen näyteastia omaan erilliseen salpapussiinsa (esim. 0.2 tai 0.5 l Minigrip), jonka sisällä on imeytystyyny. Sulje pussi huolella.
6. Kiinnitä salpapussiin pyyntötarra (taita yksi pyyntötarran kulmista siten, että tarra on helppo myöhemmin irrottaa).
7. Puijon sairaala: Kiinnitä salpapussiin COVID-19 EPÄILY –tarra. Toimita näytteet päivystyslaboratorioon esim. kertakäyttöisessä kaarimaljassa. NÄITÄ NÄYTTEITÄ EI SAA LAITTA A PUTKIPOSTIIN.
8. Muut toimipaikat: Pakkaa pienissä salpapusseissa olevat näytteet toiseen isompaan salpapussiin, jossa imeytysliina/sellua. Kiinnitä ulompaan salpapussiin ko. pakkauksessa olevien näytteiden pyyntötarrat sekä COVID-19 EPÄILY –TARRA.