



Kirjoita ohjeen nimi.

24.3.2020

## VARMISTETTU/EPÄILTY COVID-19: LABORATORIONÄYTTEIDEN KÄSITTELY NÄYTTEENOTON JÄLKEEN HOITOYKSIKÖISSÄ

### HOITOYKSIKÖN OTTAMAT VERINÄYTTEET

1. Laita puhtaat suojäkäsineet.
2. Pyyhi näyteputket A12T 80% -alkoholilla. Anna kuivua täysin kuivaksi.
3. Kiinnitä pyyntötarra putkeen.
4. Toimita näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Verinäyteputket voi laittaa normaalisti putkipostiin.

### HENGITYSTIE-, VIRTSA-, YM. NÄYTTEET

1. Sulje näyteastia tiiviisti.
2. Vaihda puhtaat suojäkäsineet.
3. Pyyhi näyteastia A12T 80%:lla alkoholilla. **ANNA KUIVUA TÄYSIN KUIVAKSI.**
4. Kiinnitä pyyntötarra näyteastiaan.
5. Pakkaa jokainen näyteastia omaan erilliseen salpapussiinsa (esim. 0.2 tai 0.5 l minigrip). Sulje pussi huolella.
6. **KIINNITÄ PUSSIIN COVID-19 EPÄILY –TARRA.**
7. **Puijo:** Toimita näytteet päivystyslaboratorioon esim. kertakäyttöisessä kaarimaljassa. **NÄITÄ NÄYTTEITÄ EI SAA LAITTA A PUTKIPOSTIIN.**

**Muut toimipaikat:** Jatka näytteiden pakkaamista paikallisen ohjeistuksen mukaisesti ja toimita näytteet laboratorioon.

Katariina Vuorenmaa  
Aluelaboratorion johtaja  
ISLAB Pohjois-Savon aluelaboratorio

Ulla Dunder  
Sairaalakemisti

Ulla Kärkkäinen  
Lääket. vastualuejohtaja  
Kliininen mikrobiologia