

[Otsikko]

16.12.2019 8:42:00

Näytteenotto-ohje potilaan itse ottamaa vaginaaritteen hiivaviljelytutkimusta (FI-CandVi, 54112) vartenTutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään emättimen hiivatulehduksen aiheuttajia viljelymenetelmin.

Näytteen ottaminen

Olet saanut näytteen ottamista varten pakkauksen, jossa on näytteenottotikku sekä bakteerinkuljetusputki (kuva 1). Lisäksi olet saanut tarralapun näytteen merkitsemistä varten ja muovipussin näytteen kuljettamista varten.

Tärkeää! Ajoita näytteen ottaminen niin, että voit toimittaa näytteen saman päivän aikana laboratorioon.

1. Pese kädet vedellä ja saippualla sekä kuivaa kädet.
2. Avaa bakteerinkuljetusputken ja näytteenottotikun pakkaus siitä päästä, jossa on näytteenottotikun punainen korkkiosa (kuva 1).
3. Poista bakteerinkuljetusputken korkki.
4. Ota näytteenottotikku pakkauksesta toiseen käteesi pitäen kiinni sen toisessa päässä olevasta punaisesta korkkiosasta. Varo koskettamasta näytteenottotikulla muuta kuin varsinaista näytteenottoaluetta.
5. Levitä toisella kädellä ihopoimuja emättimen ulkosuun ympäriltä.
6. Työnnä näytteenottotikku vanupää edellä noin 5 cm syvyyteen emättimeen ja pyöritä sitä emättimen seinämiä vasten noin 10 - 15 sekunnin ajan. Varo koskettamasta näytteenottotikulla muuta kuin varsinaista näytteenottoaluetta.
7. Vedä näytteenottotikku pois emättimestä. Älä laske tikkua kädestäsi.
8. Työnnä näytteenottotikku bakteerinkuljetusputken geelin sisälle niin, että näytteenottotikun punainen korkkiosa sulkee putken tiiviisti.
9. Merkkää tarralappuun henkilötunnuksesi, nimesi ja näytteenottoaika, eli päivämäärä ja kellonaika, ja liimaa tarra bakteerinkuljetusputken kylkeen. Tämän jälkeen laita putki muovipussiin ja kiristä muovipussin suun nyörit.
10. Toimita putki mahdollisimman nopeasti hoitoyksikköön/laboratorioon. Mikäli et voi toimittaa näytettä heti hoitoyksikköön/laboratorioon, se tulee säilyttää jääkaapissa (+2 - +8 °C).

