



12.1.2021

1.2.246.10.21261066.100.15.2018.3.4.2

Näytteenotto-ohje potilaan itse ottamalle vaginan klamydia- ja tippuri-näytteelle Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit –näytteenotto-välinettä käyttäen

- Näytesetti sisältää näytteenottotikun ja näytteenkuljetusputken.
- Käsittele näytteenkuljetusputkea varovasti, sillä sen sisältämä neste aiheuttaa ärsytystä iholle. Mikäli nestettä roiskuu iholle, pese ihoalue välittömästi vedellä ja saippualla. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhto silmiä runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveyskeskukseen.
- Alapesua EI saa tehdä ennen näytteenottoa.
- Älä kostuta näytetikkuä kuljetusnesteellä tai muulla nesteellä ennen näytteenottoa.

Näytteenotto vaiheittain: Avaa näytteenottopakkaus ja sen sisällä oleva näytteenottotikkupakkaus



1. Pese kädet ennen näytteenottoa.
2. Poista näytteenottotikku suojapakkauksesta. Pidä tikkua peukalo-etusormiotteella varren mustan merkin kohdalta. Älä koskettele tikun päässä olevaa vanuosaa tai laske tikkua pois kädestäsi.
3. Työnnä näytteenottotikku varoen noin 5 cm syvyyteen emättimeen. Pyörittele tikkua emättimen limakalvoja vasten noin 10-30 s ajan siten, että vanuosa kostuu.
4. Vedä näytetikku ulos emättimestä. Älä laske tikkua pois kädestäsi ja varo koskettamasta näytetikulla mitään muuta.
5. Avaa toisella kädellä näytteenkuljetusputken korkki. Älä riko korkin folio-osaa. Varo läikyttämästä kuljetusnesteestä.
6. Laita näytteenottotikku näytteenkuljetusputkeen. Aseta tikku musta merkiviiva putken yläreunan kohdalle.
7. Katkaise näytetikun alaosa kuljetusputkeen painamalla näytetikkuä kuljetusputken reunaa vasten. Näytetikun alaosa tipahda kuljetusnesteeseen. Käteen jäävän varrenpätkän saa laittaa roskeeseen.
8. Sulje näytteenkuljetusputken kierrekorkki huolellisesti, jotta näyte ei vuoda kuljetuksen aikana.
9. Huomioi, että näytetikku jää kuljetusputkeen. Jos tikkua ei ole putkessa, näytettä ei voida tutkia.

Ilmoita laboratorioon, jos et ole voinut noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olet saanut tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärisi tai hoitajasi. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.