



31.8.2021

1.2.246.10.21261066.100.15.2021.3.2.1

Näytteenotto ulosteen parasiittien nukleiinihappotutkimusta (F -ParaNhO) varten

F -ParaNhO 13844 Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo-osoitus

Näytteenottovälineet

- nestettä sisältävä eNAT-näyteputki (sininen korkki), 1 kpl
- erillinen näytetikku (nukkatikku)
- tarralappu henkilötietoja varten
- muovipussi



Pyri ajoittamaan näytteenotto siten, että saat toimitettua näytteen laboratorioon saman päivän aikana.

VAROITUS! Sinikorkkinen putki sisältää guanidiinitiosyanaattia. PIDÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA! Katso toimintaohje *).

Näytteenotto

1. Ulostasta puhtaaseen, kuivaan astiaan esim. kertakäyttölautaselle.
2. Siirrä ulostetta eNAT-näyteputkeen seuraavasti:
 - a. Avaa putken korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
 - b. Avaa erillisen näytetikun pakkaus ja ota tikku pakkauksesta.
 - c. Työnnä näytetikku ulosteeseen niin, että tikkuaun jää pieni määrä ulostetta (ks. kuva alla).



Sopiva määrä



Liikaa näytettä

- d. Laita näytetikku putkessa olevaan nesteeseen ja sekoita huolellisesti niin, että uloste liukenee nesteeseen. Poista tikku putkesta ja hävitä sekajätteenä. Huom. Älä katkaise tikkua!
 - e. Sulje korkki huolellisesti.
3. Kirjoita tarralappuun seuraavat tiedot:
 - nimi
 - henkilötunnus
 - näytteenottopäivämäärä
 - matkatieto
 - jos ei ulkomaanmatkoja muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita: EI MATKOJA
 - jos ulkomailla muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita MAA ja PALUU PVM



31.8.2021

1.2.246.10.21261066.100.15.2021.3.2.1

4. Liimaa tarralappu eNAT-näyteputkeen.
5. Pakkaa eNAT-näyteputki pieneen muovipussiin ja sulje pussi. Jos mukana on paperilähete, jätä se pussin ulkopuolelle.

Näytteen säilytys ja kuljetus laboratorioon

Toimita näyteputket ja mahdollinen paperilähete laboratorioon näytteenottopäivänä huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Säilytä kuljetusta odottava näyte jääkaappilämpötilassa (+2 -+8°C).

***) TOIMINTAOHJE NÄYTEPUTKEN NESTEEN JOUTUESSA:**

Iholle

- Riisu nesteellä kastunut vaatetus
- Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10-15 min ajan

Silmiin

- Huuhtelee runsaalla vedellä noin 20-30 min ajan
- Jos silmiin kehittyy tulehdusoireita kuten kipua tai näköhäiriöitä, ota yhteys lääkäriin

Suuhun

- Älä yritä oksentaa
- Huuhtelee suu
- Juo vettä (n. 1 lasillinen)

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen puhelu). Numero palvelee 24/7.