

22.5.2023

Likvorin solujen vastauskäytäntö muuttuu 30.5.2023 alkaen**Tutkimukset**[Likvorin solut](#)[Li-Solut \(2655\)](#)[Likvorin perustutkimus](#)[Li-Perust \(55034\)](#)**Aihe**

Siirrymme aivo-selkäydinnesteen solujen analytiikassa automatisoituun solulaskentaan Kuopion (KYS), Joensuun ja Mikkelin sairaalalaboratorioissa 30.5.2023 alkaen. Osa näytteistä ja osatutkimuksista vastataan näytteen laadun vuoksi edelleen mikroskooppisen laskennan perusteella. Muutoksen yhteydessä leukosyyttien erittelylaskennan vastausmuodossa tapahtuu muutoksia kaikissa ISLABin laboratorioissa. Leukosyyttien erittelylaskenta vastataan kolmeen osaan ja oteltuna seuraavasti silloin, kun leukosyyttimäärä on yli $20 \times 10^6/l$:

- Li-Neut+Eo sisältäen neutrofiilit ja eosinofiilit
- Li-Mononuk sisältäen lymfosyytit ja monosyytit (= mononukleaariset solut)
- Li-Muut solut sisältäen malignit solut ja tunnistamattomat solut.

Likvorin perustutkimuspaketti poistuu käytöstä 30.5.2023 alkaen, mutta kaikki osatutkimukset (myös glukoosi- ja proteiinimääritykset) jäävät käyttöön erikseen pyydettyinä tutkimuksina.

Tulkinta

Uudet viitevälit ja tulosten tulkinta löytyvät ISLABin tutkimusohjekirjasta 30.5.2023 alkaen.

Näyte

Likvorin solulaskentanäytteet otetaan entiseen tapaan steriiliin tai tehdaspuhtaaseen lisäaineet-tomaan muoviputkeen.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Pentti Mäntymaa
Osastonylilääkäri

Pirkko Lammi
Erikoislääkäri

Jonna Koponen
Sairaalakemisti

22.5.2023

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Internet, intranet

OA_PREANA, OA_ERTANA, OA_HEMAUT