

12.6.2023

Näytteenotto ulosteen parasiittien nukleiinihappotutkimusta varten (F –ParaNho, 13844)

Näytteenottovälineet

- eNAT-näyteputki (sininen korkki), HUOM! Näyteputki sisältää säilöntäainetta.
- Näytetikku (nukkatikku)
- Tarralappu henkilötietoja ja matkatietoja varten



TÄRKEÄÄ!

Näytteen säilytysneste **guanidiinitiosyanaatti on myrkyllistä**. Toimi näin, mikäli sitä joutuu:

- IHOLLE: Riisu nesteellä kastunut vaate. Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10-15 min ajan.
- SILMIIN: Huuhtelee runsaalla vedellä noin 20-30 min ajan. Jos silmiin kehittyvät tulehduksellisia oireita kuten kipua tai näköhäiriöitä, ota yhteys lääkäriin.
- SUUHUN: Älä yritä oksentaa. Huuhtelee suu ja juo vettä (n. 1 lasillinen)
- Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen puhelu).

Näytteenotto

- Ajoita näytteenotto siten, että voit toimittaa näytteen laboratorioon saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana aamuna.
- Tyhjennä virtsarakko ennen ulostamista (virtsa ei tulisi päätyä näytteeseen).
- Ulostusta puhtaaseen, kuivaan astiaan, esim. kertakäyttöastia, wc-paperi tai puhtaalla muovipussilla (esim. pakastepussi) suojattu potta tai muu sopiva astia.
- Siirrä ulostetta eNAT-näyteputken seuraavasti:
 - Avaa putken korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
 - Avaa näytetikun pakkaus ja ota tikku pakkauksesta.
 - Työnnä näytetikku ulosteeseen niin, että tikkuun jää pieni määrä ulostetta (ks. kuva).
 - Laita näytetikku putkessa olevaan nesteeseen ja sekoita huolellisesti niin, että uloste liukenee nesteeseen.
- **Poista tikku putkesta** ja hävitä sekajätteenä. Huom. Älä katkaise tikkua!
- Sulje korkki huolellisesti.
- Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi, näytteenottoaika sekä tieto ulkomaan matkoista:
 - Jos olet käynyt ulkomailla muutaman viikon sisällä, kirjoita: MAA ja PALUUPÄIVÄMÄÄRÄ.
 - Jos et ole käynyt ulkomailla muutaman viikon sisällä, kirjoita: EI MATKOJA.
- Liimaa tarra pitkittäin näyteputken kylkeen. Laita näyteputki muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, jätä se pussin ulkopuolelle.



Sopiva määrä



Liikaa näytettä

Säilytys

Säilytä kuljetusta odottava näyte kylmässä (jääkaapissa). Toimita näyteputki ja mahdollinen paperilähete laboratorioon näytteenottopäivänä huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkäriinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.