

12.6.2023

Забор пробы на исследование нуклеиновых кислот паразитов (ParaNho, 13844)**Приспособления для взятия пробы**

- Пробирка eNAT (синяя пробка), ВНИМАНИЕ! Пробирка содержит консервант.
- Ватная палочка
- Наклейка для указания личных данных и времени транспортировки

**ВАЖНОЕ!**

Консервант **гуанидин цианид ядовит**. Действуйте следующим образом, если он попадет

- НА КОЖУ: Снимите загрязненную жидкостью одежду. Промойте кожу обильно проточной водой и слабым мыльным раствором в течение 10-15 минут.
- В ГЛАЗА: Промойте глаза проточной водой в течение 20-30 минут. Если в глазах появится боль, воспаление или нарушения зрения, обратитесь к врачу.
- В РОТ: Не пытайтесь вызвать рвоту. Прополощите рот и выпейте 1 стакан воды
- При необходимости обратитесь в Центр отравлений по тел. 0800 147 111 (бесплатный звонок) или 09 471 977 (звонок по обычному тарифу).

Забор пробы

- Проведите сбор таким образом, чтобы доставить пробу в лабораторию в тот же день.
- Опустошите мочевой пузырь до дефекации (моча не должна попасть в пробу).
- Проведите дефекацию на туалетную бумагу в чистую сухую посуду (одноразовая тарелка), или в горшок, с прикрытой пластиковым пакетом поверхностью, или в любую подходящую емкость.
- Перенесите пробу в пробирку eNAT следующим образом:
 - Откройте крышку пробирки и поместите пробирку вертикально на ровную поверхность.
 - Откройте упаковку с палочкой и достаньте палочку из упаковки.
 - Поместите палочку в кал таким образом, чтобы на палочке осталось небольшое количество материала (см. изобр).
 - Поместите палочку в жидкость в пробирке и старательно перемешайте, пока материал не растворится.
- **Выньте палочку из пробирки** и утилизируйте ее со смешанными отходами. Внимание! Не переламаывайте палочку!
- Тщательно закройте пробку.
- Нанесите на наклейку свое имя, личный номер, время забора и сведения о выездах за границу:
 - Если вы не выезжали за рубеж в течение последних нескольких недель, то запишите **СТРАНУ** и **ДАТУ ВОЗВРАЩЕНИЯ**.
 - Если вы не выезжали за рубеж в течение последних нескольких недель, то запишите **НЕТ ВЫЕЗДОВ**.
- Закрепите наклейку на пробирке вдоль. Поместите пробирку в пластиковый пакетик. Если прилагается бумажное направление, положите его отдельно от пакетика.



Sopiva määrä



Liikaa näytettä

Хранение

Перед доставкой в лабораторию храните пробу в холодильнике. Предоставьте пробирку и возможное направление в лабораторию в день сбора пробы при комнатной температуре или при температуре холодильника.

Сообщите в лаборатории, если вам не удалось выполнить настоящие инструкции, либо если вы получили отличные от этих инструкции.

На все вопросы касательно обследований и результатов ответит ваш лечащий врач или ваша медсестра. Лаборатория отвечает только на вопросы, касающиеся забора анализов.