



6612 P-NfLc Plasman neurofilamentti, kevytketju TUTKIMUSPYYNTÖ

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	Näytteenottopäivämäärä	Tutkimuskoodi (vastaanottaja täyttää)
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	<ul style="list-style-type: none">Näyte: EDTA-plasma, tilavuus ≥ 1 ml.Näyte otetaan K2-EDTA-putkeen ja plasma erotellaan lähetysputkeen (2 ml polypropyleeniputki).Lähetysputken päälle henkilön nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä.Näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä tai +4°C ja lähettää huoneenlämpöisenä 2 vrk sisällä näytteenotosta. Tätä pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna vähintään -20°C. Näytettä ei saa lähettää perjantaisin, mutta eroteltu näyte voidaan pakastaa ja lähettää tutkimuslaboratorioon seuraavana arkipäivänä.Tutkimuspyyntölomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimuksetLähetysputkia voi tilata veloitusetta osoitteesta alzheimermarkkeri@uef.fi	
Vastausaika	Lähetämme vastauksen viimeistään kolmen viikon kuluttua näytteen saapumisesta tutkimuslaboratorioon.	
Näytteen postitusosoite	Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonranta 1 B) 70211 Kuopio	
Lisätietoja	Laboratorio puh. 0400 648632, alzheimermarkkeri@uef.fi , fax 017 163 539 Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT, tutkija, puh. 040 5486247, sanna-kaisa.herukka@uef.fi	