

22.8.2023

Menetelmämuutos F-hHb-O -tutkimuksessa

Tutkimus

[F -Hemoglobiini ihmisen \(kval\)](#)[F-hHb-O \(3813\)](#)

Aihe

Muutamme ulosteen veren osoituksessa käytettävän tutkimuksen F -hHb-O (3813) menetelmän sekä näyteastian 28.8.2023. Näytteenottoputki vaihtuu, joten Actim-näyteastiat korvataan Eikenin näytteenottoputkella. Tarvittava näytteenottoputki ja ohjeet annetaan laboratorion kautta.

Ulosteen veren osoitukseen käytetty menetelmä muuttuu immunokromatografisesta immunoturbidometriseksi (FIT). Muutoksen jälkeen näytteet analysoidaan automaattianalysaattorilla, jolloin tuloksen luotettavuus paranee entiseen silmämääräisesti tehtyyn tulkintaan verrattuna. Tutkimus tehdään ISLABin Puijon laboratoriossa ja tulokset valmistuvat kolmen päivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Siirtymäaikana 28.8.-30.9.2023 Actim-näytelaimennospurkissa laboratorioon saapuneet näytteet analysoidaan käytöstä poistuvalla immunokromatografisella Actim-testillä. Siirtymäajan jälkeen (1.10.2023 alkaen) Actim-näytelaimennospurkeissa palautettuja näytteitä ei analysoida vaan asiakkaiden tulee ottaa uusi näyte Eikenin näytteenottoputkeen.

Tulkinta

Tutkimuksen vastaustapa (Negat/Posit) ei muutu.

Positiivisen tuloksen raja on 25 µg hemoglobiinia / g ulostetta.

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Maija Lehtikangas
sairaalakemisti

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat

22.8.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
IslabVerkon asiakkaat
Internet, intranet
OA_PREANA, OA_ERTANA