

12.6.2023

Potilaan itse ottama peräsuolen eli rektumin klamydia- ja tippurinäyte Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit –näytteenottopakkausta käyttäen

- Näytteenottopakkaus sisältää näytteenottotikun ja näytteenkuljetusputken.
- Käsittele näytteenkuljetusputkea varovasti, sillä sen sisältämä neste aiheuttaa ärsytystä iholla. Mikäli nestettä roiskuu iholle, pese ihoalue välittömästi vedellä ja saippualla. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhto silmiä runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveyskeskukseen.
- Alapesua EI saa tehdä ennen näytteenottoa.
- Älä kostuta näytetikkuä kuljetusnesteellä tai muulla nesteellä ennen näytteenottoa.

Näytteenotto

- Pese kädet ennen näytteenottoa. Avaa näytteenottopakkaus.
- Poista näytteenottotikku suojapakkauksesta. Pidä tikkua peukalo-etusormiotteella varren mustan merkin kohdalta. Älä koske tikun päässä olevaa vanuosaa äläkä laske tikkua pois kädestäsi.
- Työnnä näytteenottotikku varoen noin 3-5 cm syvyyteen peräaukkoon. Pyörittele tikkua 5-10 s ajan limakalvoja vasten (älä ota ulostetta näytteeksi). Vedä näytetikku ulos peräaukosta. Älä laske tikkua pois kädestäsi ja varo koskettamasta näytetikulla mitään muuta.
- Avaa toisella kädellä näytteenkuljetusputken korkki. Älä riko korkin folio-osaa. Varo läikyttämästä kuljetusnестettä.
- Laita näytteenottotikku näytteenkuljetusputkeen. Aseta tikun musta merkkiviiva putken yläreunan kohdalle.
- Katkaise näytetikun alaosa kuljetusputken painamalla näytetikkuä kuljetusputken reunaan vasten. Näytetikun alaosa tipahtaa kuljetusnesteeseen. Käteen jäävän varrenpätkän saa laittaa roskiin.
- Huomioi, että näytetikku jää kuljetusputkeen. **Jos tikkua ei ole putkessa, näytettä ei voida tutkia.**
- Sulje näytteenkuljetusputken kierrekorkki huolellisesti, jotta näyte ei vuoda kuljetuksen aikana.
- Näyte säilyy huoneenlämmössä.



Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkäriinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin (potilasasiakkaiden neuvontapuhelin 044 457 0740).