

12.6.2023

## Virtsanäytteenotto klamydia- ja tippuritutkimusta varten (U –CtGcNhO, 4816)

### Näytteenottovälineet (säilytettävä lasten ulottumattomissa)

- Tehdaspuhdas näyteastia
- Tarra näyteastian/näyteputken merkitsemiseksi
- Olet voinut myös saada Aptima Urine Collection Kit –näytteenottovälineen, joka sisältää muovipipetin ja näytteenkuljetusputken. **Huom!** Putki sisältää nestemäistä säilöntäainetta, joka on haitallista limakalvoille ja iholle joutuessaan. Sitä ei saa kaataa putkesta pois eikä juoda. Pidä avonainen putki pystyasennossa. Jos liuosta joutuu iholle tai limakalvoille, huuhtele alue välittömästi runsaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

### Valmistautuminen

- Virtsan tulee olla rakossa vähintään tunnin ajan ennen näytteenottoa.
- Pese kädet ennen näytteenottoa. Alapesua ei saa tehdä ennen näytteenottoa.

### Näytteenotto ja näytteen säilytys, kun olet saanut vain näyteastian

- Aloita virtsaaminen suoraan näyteastiaan. Ota näytteeksi ensivirtsaa 20-30 ml.
- Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottoaika. Liimaa tarra näyteastian kylkeen.
- Toimita näyteastia laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman pian saman päivän aikana.

### Näytteenotto ja näytteen säilytys, kun olet saanut näyteastian lisäksi näytteenkuljetusputken ja muovipipetin

- Aloita virtsaaminen suoraan näyteastiaan. Ota näytteeksi ensivirtsaa 20-30 ml.
- Avaa näytteenkuljetusputken korkki. Älä riko korkin folio-osaa. Varo läikyttämästä kuljetusputken nestettä.
- Siirrä muovipipetillä noin 2 ml virtsaa näyteastiasta kuljetusputkeen. Virtsaa on oikea määrä, kun nestepinta kuljetusputkessa on kahden mustan nuolilla merkityn viivan välisellä alueella (kuva 1).
- Sulje näytteenkuljetusputken korkki huolellisesti (kuva 2).
- Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottoaika. Liimaa tarra näytteenkuljetusputken kylkeen. Tarra ei saa peittää mustien viivojen välistä ikkunaa, josta näkyy näytemäärä.
- Toimita näytteenkuljetusputki laboratorioon huoneenlämmössä.
- Hävitä alkuperäinen näyteastia ja muovipipetti kotitalousjätteen mukana.



Kuva 1



Kuva 2

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin (potilasasiakkaiden neuvontapuhelin 044 457 0740).