

12.6.2023

## **Veriryhmä-, vasta-aineseulonta- ja sopivuuskoetutkimukset ennen leikkausta, KYSin potilaat**

Leikkauksen yhteydessä voi olla tarpeen siirtää punasoluvalmisteita leikkauksessa menetetyn veren korvaamiseksi. Jotta voimme varmistaa, että sopivia verivalmisteita on leikkauspäivänä käytettävissä, teemme verensiirtoon liittyvät laboratoriotutkimukset etukäteen.

### **Ohje potilaalle**

Käy suunniteltuna (sinulle ilmoitettuna) päivänä lähimmän terveyskeskuksen tai sairaalan laboratoriossa näytteenotossa veriryhmä- ja vasta-aineseulontatutkimusta varten. Anna näytteenottajalle tämä potilasohje ja henkilötietosi sisältävät tarrat, jos olet ne saanut. Ennen näytteenottoa saa syödä ja juoda normaalisti, ellei samanaikaisesti oteta muita paastoa vaativia tutkimuksia.

### **Ohje näytteenottajalle**

Ota veriryhmä- ja/tai vasta-aineseulontatutkimusta varten yksi 3-4 ml putki EDTA -verta (B -Vr+VrAb 55019 tai P -VrAb-O 4577). Mikäli on pyydetty myös veren sopivuuskoenäyte (B-XKoe 2935), ota sitä varten yksi 3-4 ml putki EDTA-verta. Tarkista aina potilaan henkilöllisyys (nimi ja henkilötunnus). **Merkitse nimikirjaimesi putkitarraan henkilöllisyyden varmentamisen jälkeen.**

Veriryhmänäyte (B-Vr+VrAb 55019) ja sopivuuskoenäyte (B-XKoe 2935) on otettava erillisillä pistokerroilla ja molemmilla pistokerroilla on tehtävä potilaan henkilöllisyyden tunnistus (nimi ja henkilötunnus) sekä kuitattava tehty tunnistus merkitsemällä nimikirjaimet putkitarraan. Mikäli veriryhmä- ja sopivuuskoenäyte on pyydetty samalle päivämäärälle, otetaan ne samalla näytteenottokerralla, mutta erillisillä pistokerroilla (jos näytteenotossa on useampi kuin yksi näytteenottaja, ottaa kaksi eri näytteenottajaa näytteet). **Verensiirtoserologiset näytteet otetaan aina niille ohjelmoituna päivänä.**

Laita tämä potilasohje näytteiden mukana tiedoksi näytteiden lähettäjälle.

### **Ohje näytteiden lähetyksestä (näytteet ottanut laboratorio)**

KYSin potilaiden veriryhmä- ja vasta-aineiden seulontanäytteet lähetetään tutkittaviksi lähimpään ISLABin verikeskukseen.

ISLABin laboratorioista näytteet lähetetään normaaleilla vakiokuljetuksilla. Muut lähettävät näytteet osoitteeseen:

ISLAB, Puijo  
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset  
Tunnus 5000796  
71006 KUOPIO

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin (potilasasiakkaiden neuvontapuhelin 044 457 0740).