

26.2.2024

B -LyTbIFN -tutkimuksen vastaustapa muuttuu ja PPD-osatutkimukselle käyttöön viitearvo 26.2.2024 alkaen

Tutkimus

[B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gamma-interferoni, erittävät solut](#) [B -LyTbIFN \(6174\)](#)

Osatutkimukset

[Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB, Ly-TbSpPPD](#)

Aihe

B -LyTbIFN (6174) -tutkimuksen vastaustapa muuttuu 26.2.2024 alkaen. Jatkossa tulos annetaan spottien määränä miljoonaa perifeerisen veren mononukleaarista solua kohti (PBMC). Samalla PPD-osatutkimuksen viitearvo otetaan käyttöön.

Tulkinta

Uudet viitearvot (sekä Tbc-antigeenit että PPD-antigeeni):

Positiivinen (reaktiivinen):	> 55 spot/E6 PMBC
Raja-arvoinen:	25–55 spot/E6 PMBC
Negatiivinen (ei-reaktiivinen):	< 25 spot/E6 PMBC

Tbc-reaktiivisille tuloksille annetaan lausunto. Tutkimusta pyydetessä on syytä ilmoittaa pyynnön indikaatio.

Heikki Ilmavirta
Erikoislääkäri
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Ulla Kärkkäinen
Vastuualuejohtaja
Pohjois-Savon aluelaboratorio

26.2.2024

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tartuntatautilääkärit

IslabVerkon asiakkaat

Internet, intranet

OA_MIKROB, OA_IMMUNO