

25.10.2024

Näytteenotto ulosteen piilevän veren osoittamista varten

Tutkimus	6455	F-hHb	F-Hemoglobiini, ihmisen (kvant)
	3813	F-hHb-O	F-Hemoglobiini, ihmisen (kval)




Näytteenottovälineet

Näyteputki (vihreä korkki) ja muovipussi, jossa on imeytystyyny

Lisäksi tarvitaan sanomalehti, kertakäyttölautanen tai muu puhdas ja kuiva alusta ulostamista varten.

Mikäli lääkäri on pyytänyt otettavaksi useamman kuin yhden näytteen, niin saat pyyntöjä vastaavan määrän näytteenottopaketteja. Tällöin näytteet tulee ottaa eri päivinä tai ainakin eri ulostamis-kerroilla. Kukin näyte otetaan omaan näytteenottoputkeensa.

Näytteenotto

	1. Ulostaa puhtaalle ja kuivalle alustalle, esimerkiksi sanomalehden tai kertakäyttölautasen päälle. Vältä virtsan sekoittumista ulosteenäytteeseen.
	2. Avaa näyteputken vihreä korkki kiertämällä. Älä riko putken pohjassa olevaa foliokalvoa.
	3. Kerää ulostetta korkissa olevan näytetikun kärkeen. Sivele tikkua edestakaisin ulosteessa, useammassa eri kohdassa. Näytettä on riittävästi, kun tikun kierteinen kärki on ulosteen peitossa (katso ympyräkuva). Liiallinen määrä ulostetta näyteputkessa voi johtaa virheelliseen tulokseen.
	4. Laita korkki tikku edellä näyteputkeen. Älä riko putken pohjassa olevaa foliokalvoa. Paina korkki huolellisesti kiinni niin, että se napsahtaa. Älä enää avaa korkkia.
	5. Laita näyteputki muovipussiin. Pussin sisällä on imeytystyyny. Jätä se pussiin yhdessä näyteputken kanssa. Sulje pussi tiiviisti. Toimita näyte laboratorioon mieluiten samana päivänä, jolloin olet ottanut näytteen. Mikäli toimitusaika on pidempi, säilytä näytettä jääkaapissa ja merkitse putkeen näytteenottopäivä.