

13.11.2024

Laskon tekopaikka, näytemuoto ja viitevälit muuttuvat 26.11.2024 alkaen**Tutkimus****B -Lasko****B -La (2203)****Aihe**

ISLAB keskittää laskotutkimuksien analysoinnin ISLABin KYS Puijon sairaalan laboratorioon Kuopioon 26.11. alkaen. Pieniä määriä laskonäytteitä analysoidaan tarpeen mukaan myös Mikkelin ja Joensuun keskuslaboratorioissa. Samalla näyteastia vaihtuu 4 ml EDTA-putkeksi. Laskotutkimuksen tulos on jatkossa valmiina kahden päivän kuluessa näytteenotosta.

Tulkinta

Laskon viitevälit muuttuvat 26.11. alkaen. Uudet viitevälit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ikä ja sukupuoli	Viiteväli (mm/h)
lapset (alle 18 v)	0 - 15
miehet (18 - 50 v)	0 - 10
naiset (18 - 50 v)	0 - 15
miehet (51 - 70 v)	0 - 13
naiset (51 - 70 v)	0 - 20
miehet (yli 70 v)	0 - 30
naiset (yli 70 v)	0 - 35

Näyte

Kokoveri 4 ml EDTA-putkessa.

Säilytys

EDTA-näyte säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä ja 48 tuntia jääkaappilämpötilassa. Jos EDTA-näyte ehtii Puijon sairaalan laboratorioon Kuopioon 3 tunnin kuluessa näytteenotosta, se lähetetään huoneenlämmössä. Muutoin EDTA-näyte tulee siirtää jääkaappilämpötilaan 2 tunnin kuluessa näytteenotosta ja kuljettaa kylmäkuljetuksena analysoivaan laboratorioon.

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Pentti Mäntymaa
osastonylilääkäri

Jonna Koponen
sairaalakemisti

13.11.2024

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystieteiskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveystieteiskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystieteiskeskukset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tartuntatautitiläkärit

IslabVerkon asiakkaat

Internet, intranet

OA_NÄYTÖT, OA_HEMAUT