

17.2.2025

B-XKoe ja B-VrAbTu1 tutkimusten näytemäärä muuttuu 3.3.2025 alkaen**Tutkimus**

B-Veren sopivuuskoe	B-XKoe (2935)
B-Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus	B-VrAbTu1 (2955)

Aihe

ISLAB muuttaa B-XKoe ja B-VrAbTu1 tutkimuksien näytemäärää. 3.3.2025 alkaen sopivuuskoe otetaan 6 ml EDTA-putkeen aiemman 4 ml EDTA-putken sijasta. Lapsien kohdalla näytemäärä pysyy ennallaan (alle 8 vko ikäisillä 250 mikrol, yli 8 viikon ikäisillä vähintään 500 mikrol).

Muutoksella pyritään vähentämään uuden näytteenoton tarvetta tilanteissa, joissa verikeskus toteaa jatkotutkimusten olevan tarpeellisia, esim. punasoluvasta-aineiden tunnistus. Mikäli XKoe-keen näytemäärä riittää jatkotutkimuksiin, tulee verikeskus pyytämään hoitoyksiköstä vain pyynnön tutkimuksille, uutta näytteenottoa ei tarvita. Muutos tulee näkymään eniten KYS/Puijon verikeskuksen alueella.

Mikäli jatkotutkimuksia varten tarvitaan lisää näytettä, tulee verikeskus pyytämään sitä entiseen tapaan (esim. paneeliveret). Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan alueella pääosin joudutaan edelleen pyytämään erilliset vasta-ainetunnistusnäytteet, koska tunnistusnäytteet lähetetään Kuopioon tai SPR Veripalveluun tutkittavaksi.

Samassa yhteydessä vasta-ainetunnistuspaketin B-VrAbTu1 näytemäärää vähennetään kolmesta 6 ml EDTA-putkesta kahteen 6 ml EDTA putkeen.

17.2.2025

Säilytys

Säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Meri Vuolle
Erikoislääkäri

Pentti Mäntymaa
Osastonylilääkäri

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Verikeskuksen
vastuulääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Internet, intranet

OA_VERKES OA_NÄYTOT