

CLINITEK STATUS HUOLTOPÄIVÄKIRJA

Laite: _____

Vuosi: _____ Kuukausi: _____

Päivittäin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Adapterin liuskauran puhdistus (Easydesi tai vastaava)																															
Kontrollointi (Vuoropäivin taso 1 ja 2, merkitse kontrollitulokset sivulle 2)																															

Tarvittaessa

Kalibrointikentän puhdistus																															
Paperin vaihto																															
Muuta (kirjaus alle)																															

Nimikirjaimet																															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Muuta

Kontrollitulokset

kontrolli lot:

exp:

MAS UA Dip Tube 1 (Negat)

Pvm ja saadut tulokset:

Tutkimus ja tavoitearvot										
U -Leuk-O:										
U -Nitr-O:										
U -Alb-O:										
U -pH-O:										
U -Hb-O:										
U -Suhti-O:										
U -Gluk-O:										
U -Keto-O:										

MAS UA Dip Tube 2 (Posit)

Pvm ja saadut tulokset:

Tutkimus ja tavoitearvot										
U -Leuk-O:										
U -Nitr-O:										
U -Alb-O:										
U -pH-O:										
U -Hb-O:										
U -Suhti-O:										
U -Gluk-O:										
U -Keto-O:										