

9.5.2025

Muutos virtsatutkimusten U -UFSeul-yhdistelyssä ja U -KemSeul-tutkimuksen säilyvyydessä 13.5.2025 alkaen**Tutkimukset**[1881 U -KemSeul](#)**Aihe**

Virtsan kemiallinen seulonta (1881 U -KemSeul) -tutkimuksen näyte otetaan jatkossa aina omaan, 10 ml säilöntäaineelliseen virtsanäyteputkeen. Muutos tulee voimaan 13.5.2025, jolloin U -KemSeul-tutkimus poistetaan tietojärjestelmässä muodostuvasta U -UFSeul-yhdistelystä. Jatkossa U -UFSeul-yhdistelmätutkimus muodostuu ainoastaan samaan aikaan tilatuista U -SOLUT- ja U -BaktVi-tutkimuksesta. Näiden tutkimusten, tai U -UFSeul-yhdistelmätutkimuksen putkimääriin ei tule muutoksia.

Samassa yhteydessä U -KemSeul-tutkimuksen säilyvyysaika muuttuu. U -KemSeul -näyte säilyy säilöntäaineellisessa putkessa 2 vrk huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaapissa. Muutokset päivittyvät ISLABin tutkimusohjekirjaan muutosajankohtana.

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Mikko Mättö
tietohallintojohtaja

Johanna Miettinen
sairaalakemisti

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystakeskukset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveystakeskukset
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystakeskukset
Internet, intranet
OA_NÄYTOT, OA_ERTANA