

Päivämäärä

Muutoksia tutkimuksessa S -TBG (2835)

Tutkimus

[S -Tyroksiinia sitova globuliini](#)

[S -TBG \(2835\)](#)

Aihe

Seerumin tyroksiinia sitovan globuliinin (S -TBG, 2835) viitearvot ja mittayksikkö muuttuvat 18.11.2025 alkaen (ks. taulukko).

Uudet viitearvot ja yksikkö	Poistuvat viitearvot ja yksikkö
Raskaana olevat: 27–66 mg/l	Kaikki: 259–574 nmol/l
< 15 v: 20–30 mg/l	
≥ 15 v: 13–39 mg/l	

Lisäksi näytteen säilytys ja lähetys muuttuvat seuraavasti: Jatkossa näyte säilyy 2 vuorokautta jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Muutokset johtuvat siitä, että tutkimus teetetään alihankintana, ja tutkimuksen tekopaikka vaihtuu. Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat alihankintalaboratorioon 18.11.2025 alkaen.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
Osastonylilääkäri

Ulla Härkönen
Erikoislääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet
OA_NÄYTOT, OA_LOGIST