

Ohje verinäytteiden ottamiseen laskimokanyylista/katetrasta

23.7.2026

Ohje verinäytteiden ottamiseen laskimokanyylista/katetrasta

Tässä ohjeessa on huomioitavia asioita laboratorion ja näytteestä saatavan tuloksen kannalta. Laboratorion henkilökunta ei ota näytteitä kanyylista.

Näytteenotto kanyylista/katetrasta, ohjeet hoitoyksikön henkilökunnalle

- **Keskeytä nesteinfuusio vähintään 5 minuuttia ennen näytteenottoa.**
- Käytä näytteenotossa antikoaguloimatonta muoviruiskua tai vakuuminäytteenottoputkea.
 - Jos otit näytteen ruiskulla, siirrä se välittömästi oikeaan näyteputkeen.
- Varmista, että saat näytteeksi verta, johon ei ole sekoittunut hyytymiä tai kanyylin kautta annosteltuja tai sen huuhtelemiseen käytettyjä aineita.
- **Ota hukkaverta 6 kertaa katetrisysteemin tilavuus.** Huomioi hukkaveren määrässä herkäät potilasryhmät kuten lapset ja iäkkäät ja harkitse suoniverinäytteenottoa.
 - Ota hukkaveri samanlaiseen putkeen, johon ensimmäinen näyte otetaan.
 - Ennen veriviljelynäytteenottoa kanyylista käytä hukkaveren ottamiseen mitä tahansa putkea.
 - Veriviljelynäytteet otetaan aina ruiskulla.
- Älä ota näytettä lääkeainemääritykseen siitä lumenista, johon kyseistä lääkettä on infusoitu, vaikka infuusiosta olisi jo aikaa.
- Älä ota hyytymisnäytteitä heparinisoidusta kanyylista.
- Huuhtele kanyyli näytteenoton jälkeen ohjeiden mukaisesti.
- Kirjaa pyynnön lisätietoihin, että näyte on otettu i.v./PICC/CVK/laskimopoortti-kanyylista.

Näytteenottojärjestys löytyy ISLABin internetsivuilta *Putkikartta vakuumiverinäytteenotto* ja tutkimuskohtaiset näytteenotto- ja säilyvyysohjeet ISLABin tutkimusohjekirjasta.