

Näytteenotto ulosteen piilevän veren osoittamista varten (F -hHb, 6455)

Näytteenottovälineet


- Näyteputki (vihreä korkki)
- Muovipussi, jossa on imeytystyyny
- Lisäksi tarvitaan sanomalehti, kertakäyttölautanen tai muu puhdas ja kuiva alusta ulostamista varten.

Jos lääkäri on pyytänyt otettavaksi useamman kuin yhden näytteen, saat pyyntöjä vastaavan määrän näytteenottopaketteja. Tällöin näytteet tulee ottaa eri päivinä tai ainakin eri ulostamiskerroilla. Jokainen näyte otetaan omaan näytteenottoputkeensa, ja jokaiseen putkeen kirjataan näytteenottoaika.

Näytteenotto

1. Ulostaa puhtaalle ja kuivalle alustalle, esimerkiksi sanomalehden tai kertakäyttölautasen päälle. Vältä virtsan sekoittumista ulostenäytteeseen.
2. Avaa näyteputken vihreä korkki kiertämällä. Älä riko putken pohjassa olevaa foliokalvoa.
3. Kerää ulostetta korkissa olevan näytetikun kärkeen. Sivele tikku edestakaisin ulosteessa, useammassa eri kohdassa. Näytettä on riittävästi, kun tikun kierteinen kärki on ulosteen peitossa (katso ympyräkuva). Liiallinen määrä ulostetta näyteputkessa voi johtaa virheelliseen tulokseen.
4. Laita korkki tikku edellä näyteputkeen. Älä riko putken pohjassa olevaa foliokalvoa. Paina korkki huolellisesti kiinni niin, että se napsahtaa. Älä enää avaa korkkia.
5. Laita näyteputki muovipussiin. Pussin sisällä on imeytystyyny. Jätä se pussiin yhdessä näyteputken kanssa. Sulje pussi tiiviisti.

Merkitse näytteen tiedot tämän lomakkeen viimeiselle sivulle. Laita suurempaan muovipussiin sivu, johon olet kirjoittanut näytteen tiedot sekä suljettu pussi, jonka sisällä on näyteputki ja imeytystyyny. Sulje pussi huolellisesti. Toimita näyte laboratorioon mieluiten samana päivänä, jolloin olet ottanut näytteen. Jos toimitusaika on pidempi, säilytä näytettä jääkaapissa.



Potilasohje

12.8.2026

1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.41.2

Kerro näytteenottajalle, jos et ole voinut noudattaa tätä potilasohjetta tai olet saanut siitä poikkeavia erityisohjeita.

Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ISLAB neuvontapalveluun puh. 044 457 0740.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärisi tai hoitajasi.

Näytteen tiedot

Täytä tämä sivu ja palauta näytteiden mukana.

Kirjoita etu- ja sukunimesi:

Kirjoita henkilötunnuksesi:

Kirjoita puhelinnumerosi:

Kirjoita näytteenottoaika (päivämäärä ja kellonaika). HUOM! Jos sinulle on annettu useampi kuin yksi näyteputki, kirjoita jokaisen näytteen näytteenottoaika myös näyteputkeen:

Kirjoita tarvittaessa lisätietoja: