



Uusi tutkimus: Immunofenotyyppitys, T-solujen alaluokkia ja NKT-solut verestä, otetaan käyttöön 18.10.2017 alkaen

Tutkimus	B –Tdif-Fc (21388)	Immunofenotyyppitys, T-solujen alaluokkia ja NKT-solut, verestä
Aihe	Uusi tutkimus ”Immunofenotyyppitys, T-solujen alaluokkia ja NKT-solut verestä”, otetaan käyttöön 18.10.2017 alkaen. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLABissa.	
Indikaatio	Immuunipuutostilojen etiologian selvittely.	
Laboratorio- riopyyntö	KYS:ssä potilasta koskeviin esitetokysymyksiin vastataan sähköisesti tutkimuksen tilauksen yhteydessä. Muissa sairaaloissa tulee täyttää HUSLABin hematologisten tutkimusten paperilähete, joka lähetetään näytteen mukana HUSLABiin. Tutkimuksen yhteydessä on aina tilattava myös lymfosyyttien alaluokkatutkimus (50524 B -LyDiff-T).	
Tulkinta	Tutkimuksesta annetaan lausunto.	
Näyte	5 ml EDTA-verta. Näytteenotto on mahdollista arkipäivinä maanantaista torstaihin, ei perjantaisin eikä arkipyhien aatoina.	
Säilytys	Näyte säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä.	
Menetelmä	Virtaussytometrinen immunofenotyyppitys	

Kari Punnonen
toimitusjohtaja

Pentti Mäntymaa
osastonylilääkäri

Jakelu
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
KYS:n osastot ja poliklinikat
OA:PREANA, OA:HEMAUT
Internet, intranet