



Uusi tutkimus: Immunofenotyyppitys, dendriittisolut, verestä

Tutkimus	<u>B -Dend-Fc (21383)</u>	<u>B -Immunofenotyyppitys, dendriittisolut</u>
Indikaatiot	Immuunipuutostilojen etiologian selvittely. Matalia dendriittisoluosuuksia tavaan esim. GATA2-mutaatioon liittyvissä oireyhtymissä yhdessä monosytopenian sekä B- ja NK-lymfopenioiden kanssa.	
Näyte	3 ml EDTA-verta. Näyte säilyy 24 tuntia, säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.	
Näytteenotto	Näytteenotto on mahdollista arkipäivisin maanantaista torstaihin, ei perjantaisin eikä arkipyhien aattona. Näyte on otettava klo 13.00 mennessä, jotta se ehtii saman päivän kuljetukseen tutkimusta tekevään laboratorioon. Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon. KYS:ssä tutkimuspyyntö voidaan tehdä sähköisesti eikä erillistä paperilähetettä tarvita.	
Menetelmä	Virtaussytometrinen immunofenotyyppitys	
Tekopaikka	Tutkimus teetetään alihankintana.	
Tulos valmiina	Viikon kuluessa.	

Kari Punnonen
johtava ylilääkäri
toimitusjohtaja

Pentti Mäntymaa
osastonylilääkäri

Jakelu ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
KYS: Lasten ja nuorten klinikka sekä Medisiininen keskus
OA:HEMAUT
Internet, intranet