



9.12.2015

Potilasohje: Veriryhmävasta-aineiden tunnistus ennen leikkausta; KYSin potilaat

Teille suunnitellun leikkauksen yhteydessä voi olla tarpeen siirtää punasoluvalmisteita leikkauksessa menetetyn veren korvaamiseksi. Jotta voimme varmistaa, että sopivia verivalmisteita on leikkauspäivänä käytettävissä, teemme verensiirtoon liittyvät laboratoriotutkimukset etukäteen.

Ohje potilaalle

Käykää suunniteltuna (teille ilmoitettuna) päivänä lähimmän terveyskeskuksen tai sairaalan laboratoriossa näytteenotossa veriryhmävasta-aineiden tunnistustutkimusta varten. Jos asutte Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon tai Itä-Savon alueella, voitte käydä näytteenotossa missä tahansa ISLABin laboratoriossa. Ottakaa mukaanne tämä potilasohje ja mahdolliset liitteenä olevat tutkimuspyyntötarrat.

Ennen näytteenottoa saatte syödä ja juoda normaalisti ellei Teillä ole samanaikaisesti muita paastoa vaativia tutkimuksia.

Ohje näytteenottajalle

Ota veriryhmävasta-aineiden tunnistusta (B -VrABTu1 2955 ja E -Coomb-O 3015) varten 4 kpl 6-7 ml putkea EDTA -verta ja yksi 3-4 ml putki EDTA -verta. Tarkista potilaan henkilöllisyys (nimi ja henkilötunnus). Merkitse nimikirjaimesi putkitarroihin henkilöllisyyden varmentamisen jälkeen.

Ohje näytteiden lähetyksestä

KYSin potilaiden vasta-aineiden tunnistusnäytteet lähetetään aina tutkittaviksi Puijon laboratorioon Kuopioon:

ISLABin laboratoriot lähettävät näytteet normaalisti aluelaboratorioiden välisillä kuljetuksilla.

Muut lähettävät osoitteeseen: ISLAB
Tunnus 5000796
70006 KUOPIO

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Oman hoitajan/lääkärin yhteystiedot | |
| Laboratorion yhteystiedot | ISLAB, Kuopion aluelaboratorio, Puijon verikeskus puh. 044-717 8792 |