



Menetelmämuutos Antitrombiini III- ja Fibrinogeenimäärityksissä KYS Puijon sairaalan laboratoriossa

Tutkimus P- Antitrombiini III, P -AT3 (1103)
P- Fibrinogeeni, P -Fibr (1399)

Aihe Islabin KYS Puijon sairaalan laboratoriossa otetaan 21.11.2012 alkaen käyttöön uudet antitrombiini III:n ja fibrinogeenin määrittämenetelmät. Menetelmämuutoksilla ei ole vaikutusta tutkimusten keskimääräiseen tulostasoon, mutta yksittäisten potilaiden kohdalla tulostason muutokset ovat mahdollisia.

Näyte 2.7 ml sitraattiputki

Viitearvot Tutkimusten viitearvot eivät muutu.

Kari Punnonen
toimitusjohtaja

Pentti Mäntymaa
apulaisyli lääkäri

Jakelu ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Kuopion aluelaboratorio: KYSin osastot ja poliklinikat
PSSHP terveyskeskuksen ja sairaalat
OA:HEMAUT
Internet, intranet