



Uusi tutkimus: Immunofenotyyppitys, B-muistisolut, otetaan käyttöön 16.1. alkaen

Tutkimus	B –smB-Fc (6258)	Immunofenotyyppitys, B-muistisolut, verestä
Aihe	Uusi tutkimus ”Immunofenotyyppitys, B-muistisolut, verestä” otetaan käyttöön 16.1.2017 alkaen. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLABissa.	
Indikaatio	Immuunipuutostilojen etiologian selvittely. CVI-taudin luokittelu B-solualaluokkien perusteella (Blood 2008, 111: 77-85).	
Laboratorio-riopyyntö	KYSissä potilasta koskeviin esitietokysymyksiin vastataan sähköisesti tutkimuksen tilauksen yhteydessä. Muissa sairaaloissa tulee täyttää HUSLABin hematologisten tutkimusten paperilähete, joka lähetetään näytteen mukana HUSLABiin.	
Tulkinta	Tutkimuksesta annetaan lausunto.	
Näyte	2 ml EDTA-verta. Näytteenotto on mahdollista arkipäivinä maanantais-ta torstaihin, ei perjantaisin eikä arkipyhien aattoina.	
Säilytys	Näyte säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä.	
Menetelmä	Virtaussytometrinen immunofenotyyppitys	
	Kari Punnonen toimitusjohtaja	Pentti Mäntymaa osastonylilääkäri
Jakelu	ISLABin aluelaboratorioiden johtajat KYS:n osastot ja poliklinikat OA:PREANA, OA:HEMAUT Internet, intranet	