



18.9.2018

S -Antistreptolysiini -tutkimuksessa menetelmämuutos 1.10.2018 alkaen

Tutkimus / Tutkimukset

S -Antistreptolysiini, kvantitatiivinen

S -AST, 1101

Antistreptolysiinitesti vaihtuu

Antistreptolysiinin määrittämisessä käytössä oleva latex-agglutinaatiotesti vaihtuu nefelometriseksi testiksi 1.10.2018 alkaen. Testiä tehdään jatkossa 2 kertaa viikossa.

Viitearvot

<200 IU/ml, viitearvossa tai yksikössä ei muutosta

Näyte

Seerumi, hepariini- tai EDTA-plasma

Anna Oksaharju
sairaalamikrobiologi
kliininen mikrobiologia

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
kliininen mikrobiologia

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Sosteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

OA:MIKROB

Internet, intranet