



17.8.2018

## Puijon päivystyslaboratorion muuttotiedote KYSin henkilökunnalle

Puijon sairaalan uusi päivystyslaboratorio otetaan käyttöön 4.9.2018 alkaen. Päivystyslaboratorio sijaitsee sairaalan 3.kerroksessa G3 ja A3 käytävien varrella. G3-käytävälle pääsee K3-aulasta tai Kaari-sairaalaan hissillä numero 16. A3 käytävään kuljetaan G3-käytävältä.

Uuteen päivystyslaboratorioon muuttavat päivystysluonteinen kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian analytiikka, verikeskus, näytteiden vastaanotto ja näytelähetykset, tutkimushoitajan työpiste sekä näytteenottotarvikkeiden haku.

Laboratorion puhelinnumerot eivät muutu.

### 1 Päivystyslaboratorion analytiikka

Kliinisen kemian automaatio, verikaasutkimukset, verenkuvaa-analytiikka, hyytymistutkimukset, solumorfologia, virtsan perustutkimukset, veriviljelyautomaatit sekä mikrobiologiset pikatestit muuttavat päivystyslaboratorion uusiin tiloihin 4.-7.9.2018. Tuona aikana saattaa esiintyä viivettä analyysitulosten valmistumisessa. Kiireelliset näytteet pyritään analysoimaan viiveettä.

4.9.2018 otetaan käyttöön uusi automaatiolinjasto ja automaatit kliinisen kemian näytteiden analysointiin ja näytteiden esikäsittelyyn. Esikäsittelyn toivotaan nopeuttavan näytteiden analysointi-prosessia ja parantavan näytteiden jäljitettävyyttä.

### 2 Verikeskus

Verikeskus (Verikeskus) sijaitsee päivystyslaboratoriossa A3 käytävällä, OVI B3046.1.

Verikeskus muuttaa uusiin tiloihin 5.-6.9.2018. Tarkka ajankohta, jonka jälkeen veret noudetaan uudesta verikeskuksesta, ilmoitetaan puhelimitse veriä kuljettaville potilaskuljettajille, läheteille sekä KYSin ensiapupoliklinikalle, osasto 2103:lle ja kenttäjohtajille. Verikeskuksen putkipostiosoitte säilyy samana ja se käännetään uuteen verikeskukseen muuton yhteydessä.

### 3 Näytteiden vastaanotto ja näytteenottotarvikkeiden hakeminen

4.9.2018 klo 7 alkaen näytteiden vastaanotto ja näytteenottotarvikkeiden hakeminen siirtyy päivystyslaboratorioon. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön asiointipiste näytteiden tuomista ja tarvikkeiden hakemista varten (ISLAB Näytteet ja tarvikkeet, A3 käytävä, OVI 3033.1). Näytteet osastoilta tuodaan asiointipisteen luukulle, josta otetaan yhteys laboratorion henkilökuntaan ja ilmoitetaan tuotavasta näytteestä. Kaikki laboratorioon osastoilta tuotavat näytteet (diagnostiset ja tutkimusnäytteet) tuodaan tämän asiointipisteen kautta. Poikkeuksena tästä on ma-pe klo 7-20 ja la-su klo 7-16 leikkaussaleista ja THL:n oikeuslääketieteen yksiköstä tulevat mikrobiologian kudosnäytteet, jotka toimitetaan suoraan mikrobiologian laboratorioon (ISLAB Mikrobiologia, rak 1A, 2 krs, hissi numero 4).

Asiointipisteessä (ISLAB Näytteet ja tarvikkeet) on kaapit, joista haetaan kaikki näytteenottoon tarkoitetut tarvikkeet ja näyteasiat.

Näytteet voi lähettää edelleen myös putkipostilla. Putkipostin osoite säilyy samana (1200). Se käännetään viemään näytteet päivystyslaboratorioon 4.9.2018 alkaen.



17.8.2018

#### 4 Saapuva posti

Menettelyt saapuvan ja lähtevän kirjepostin osalta sovitaan lähettitoimiston kanssa erikseen.

Päivystyslaboratorion postiosoite:

ISLAB, Puijo  
Päivystyslaboratorio  
Rakennus 1, 3.krs  
Puijonlaaksontie 2  
70210 Kuopio

#### 5 Lisätietoja

Ulla Dunder, preanalytiikan koordinaattori  
sähköposti: [ulla.dunder@islab.fi](mailto:ulla.dunder@islab.fi), puhelin: 044-717 8834

tai

Arja Tossavainen, osastonhoitaja  
sähköposti: [arja.t.kiema@islab.fi](mailto:arja.t.kiema@islab.fi), puhelin 044-717 8731

Kuopiossa 17.8.2018

Kari Punnonen  
Johtava ylilääkäri  
Toimitusjohtaja

Jarkko Romppanen  
Osastonylilääkäri  
Kemia

Pentti Mäntymaa  
Osastonylilääkäri  
Hematologia

#### Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat  
ISLABin osaamisaluekoordinaattorit  
Puijon laboratorion osastoyhdyshenkilöt  
KYSin osastot, lähettitoimisto  
Internet, intranet