



Islab Etelä-Savon aluelaboratorio, Savonlinna

24.3.2022

SARS-CoV-2 -antigeenipikatesti käyttöön ISLABin Savonlinnan keskussairaalan laboratoriossa

Tutkimus / Tutkimukset

SARS-CoV-2 -antigeenitesti, pikatesti

-CV19Ag (6492)

Aihe

ISLABin Etelä-Savon aluelaboratoriossa on otettu käyttöön SARS-CoV-2 -antigeenipikatesti (SARS-CoV-2 -Rapid Antigen Test, valmistaja SD Biosensor). Tutkimusta tehdään vain Savonlinnan keskussairaalan laboratoriossa.

Antigeenitesti on nopea immunokromatografinen kasettitesti. Se soveltuu parhaiten yksittäisten näytteiden tutkimiseen eikä antigeenitestin herkkyys ole PCR-testien luokkaa.

THL:n ohjeistus antigeenitestien käytöstä koronadiagnostiikassa:

<https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset/ohje-antigeenitestien-kaytosta-koronavirusdiagnostiikassa>

Tulkinta

Testi on kvalitatiivinen; tulos vastataan positiivinen / negatiivinen.

Näyte

Nenänielusta otettu tikkunäyte viruskuljetusputkessa (Copan UTM-RT).

Säilytys

Copan UTM-RT-putkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä 8 h ja jääkaapissa +2...8°C enintään 12 h.

Päivi Suomala
sairaalamikrobiologi
Etelä-Savon aluelaboratorio

Päivi Ylikangas
ylilääkäri, aluelaboratorion
johtaja
Etelä-Savon aluelaboratorio

Jakelu

Sosteri päivystyspoliklinikka / ensiapu
Sosteri sisätaudit
Sosteri Intranet