



15.8.2022

Muutoksia HIT-diagnostiikassa 24.8.2022 alkaen

Tutkimukset

B- Hepariniitrombosytopeniatutkimus

B -HeparTP (4399)

B- Heparinivasta-aineiden osoitus (*lopetetaan*)

B -HeparAb (4865)

Aihe

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut, että B-HeparTP -tutkimuksen menetelmä muuttuu 24.8.2022 alkaen. Samalla tutkimuksen saatavuus paranee siten, että tutkimusta tehdään päivittäin ympäri vuorokauden. Lisäksi tutkimuksessa käytettävä näyteastia ja tuloksen vastauskäytännöt muuttuvat.

Kvalitatiivinen osoitustesti B -HeparAb (4865) lopetetaan 24.8. alkaen. B -HeparTP -tutkimus korvaa tämän seulontatutkimuksen.

Menetelmä ja vastausmuoto

B -HeparTP -tutkimuksessa otetaan käyttöön immunokemiluminometrinen menetelmä, joka mittaa kvantitatiivisesti IgG-luokan hepariini-platelet factor 4 -vasta-aineita. Vastausmuoto muuttuu ja jatkossa vastauksena annetaan sekä vasta-aineiden pitoisuus numeerisena tuloksena (U/ml) että lausunto. Todetut vasta-aineet hepariini-PF₄ -kompleksia kohtaan tukevat hepariinin indusoiman trombosytopenian diagnoosia kliinisessä epäilyssä.

Näyteastia

2,7 ml sitraattiputki

Päivi Ylikangas

Pentti Mäntymaa

Johtava ylilääkäri

Osastonylilääkäri

Jakelu:

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

OA:PREANA, OA:HEMAUT

Intranet, Internet