



27.11.2020

Uusi tutkimus: Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plasmasta

Tutkimus

P –Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen

P –FIXkr (21807)

Aihe

Islabissa otetaan 7.12.2020 alkaen käyttöön uusi tutkimus: Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plasmasta. Tutkimusta käytetään B-hemofiliapotilaiden FIX-rekombinanttihoitoon lääkevästään seurantaan. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLABin Meilahden laboratoriossa. Näytteitä analysoidaan ja vastataan arkipäivisin klo 8 – 15. Tarkemmat tiedot löytyvät Islabin tutkimusohjekirjasta.

Indikaatio

B-hemofiliapotilaiden FIX-rekombinanttihoitoon lääkevästään arviointi.

Näytteen laatu

3.2 % Na-sitraattiplasma

Muutos tutkimuksen Hyytymistekijä FXIII tekotiheydessä

Tutkimus

P –Hyytymistekijä FXIII

P –FXIII (4411)

Aihe

Hyytymistekijä FXIII tehdään alihankintana HUSLABin Meilahden laboratoriossa. HUSLAB on ilmoittanut, että tutkimuksen P –FXIII tekotiheys on parantunut 12.11.2020 alkaen siten, että näytteitä analysoidaan ja vastataan kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Pentti Mäntymaa
Osastonylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat
KYSin osastot ja poliklinikat
OA:HEMAUT, OA:PREANA
Internet, intranet