

Puh. (09) 471 72575
 Telekopio: (09) 471 74065
 Käyntiosoite: Meilahden sairaalan laboratorio
 Näytteiden vastaanotto
 Haartmaninkatu 4, Helsinki

Näytteiden lähetysoite:

HUSLAB
 Meilahden sairaalan laboratorio
 Näytteiden vastaanotto
 PL 340, 00029 HUS

LÄHETE HEMATOLOGISEEN TUTKIMUKSEEN

Käytetään lähetteenä luuytimen, perifeerisen veren, selkäydinnesteen ja ohutneulanäytteen hematologisissa tutkimuksissa.

Näytteenottopvm. _____

Laboratorio täyttää:

Saapunut _____

Näyttenumero _____

Lähtäjän nimi, osoite ja puhelinnumero	Potilaan nimi ja henkilötunnus
Laskutusosoite, ellei ole sama kuin lähtäjän	
Lähtävä lääkäri	
Puh. numero	
Fax numero	
Kliiniset taustatiedot, verenkuvatulokset ja kysymyksenasettelu	<input type="checkbox"/> verenkuvatulokset liitteenä

PYYDETTY TUTKIMUS (kullekin tutkimukselle oma lähete)

- 2269 Bm-MGGFe, Bm-MGG- ja rautavärjäys
- 2643 B-Morfo, B-Solujen morfologinen tarkastelu
- 1190 Li-Blastit, Li-Blastisolut
- 3416 B-Solu-Vi, B-Soluviljely
- 3417 Bm-Solu-Vi, Bm-Soluviljely
- 8367 B-LMark, Immunofenotyyppitys, Akuutti leukemia, verestä
- 8355 Bm-LMark-H, Immunofenotyyppitys, akuutti leukemia, luuytimeästä
- 8356 B-LyDiKLL, Immunofenotyyppitys, Krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, verestä
- 8357 Bm-LyDiKLL, Immunofenotyyppitys, Krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, luuytimeästä
- 8301 Bm-Resid, Immunofenotyyppitys, akuutin leukemian jäännöstauti
- 9327 Bm-KLL-Res, Immunofenotyyppitys, Kroonisen lymfoproliferatiivisen taudin jäännöstauti
- 8348 Li-LMark-H, Immunofenotyyppitys, likvorin leukosyytit (tilaa myös 1190 Li-Blastit)

Vastaus pyydetään kiireellisenä

mennessä