



9.12.2020

Mobiilinäytteenoton käyttöönotto Puijon sairaalassa. Toimintaohje verinäytteenottopyynnön tekemisessä ja käsittelyssä KYSin Weblabissa.

KYSillä Puijon sairaalassa ollaan ottamassa käyttöön verinäytteenoton mobiilisovellus kiertojen ulkopuolisissa näytehauissa. Sovelluksen käyttöönoton myötä osastojen ei tarvitse soittaa näytehausta laboratorioon (hakupyyntö näkyy sovelluksessa). Lisäksi näytteiden haku ja vastausten saaminen osastoille nopeutuu:

- Sovelluksesta voidaan tulostaa osastolla pyyntötarra ja kuitata näyte otetuksi, jolloin voidaan siirtyä osastolta toiselle käymättä välillä laboratoriossa.
- Näytteet voi kuittauksen ansiosta lähettää heti putkipostilla laboratorioon, jolloin vastausten saanti osastolle nopeutuu.

Sovelluksen käyttöönottoa varten kaikkiin KYSissä tehtäviin verinäytteenottopyyntöihin täytyy tästä päivästä alkaen merkitä näytteenottajatyypiksi pyynnön tekemisen yhteydessä, jotta halutut pyynnöt ohjautuvat sovellukseen ja sinne ei ohjaudu muita pyyntöjä. Sovellus otetaan käyttöön osastoittain sitten kun nähdään, että pyynnöt on kohdistettu oikealle näytteenottajatyypille. Käyttöönotto ja menettelyt sovitaan erikseen kyseisen osaston kanssa.

Toimintaohje verinäytteenottopyyntöjen tekemisessä:

Pyyntö verinäytteenottoa varten osastolla

Kierron ulkopuoliset pyynnöt, kun osasto ottaa itse näytteen

1. Tee pyyntö/pyynnöt muulle kuin kiertoajalle
2. Valitse näytteenottajatyypiksi **Osasto**
3. Valitse halutut pyynnöt, tulosta tarrat ja ota näytteet normaalin käytännön mukaisesti
4. **Jos et saa näytettä ja haluat laboratorion tulevan näytteenottoon**
 - a. Vaihda pyynnölle/pyynnöille näytteenottajatyypiksi **Laboratorio**
 - b. Soita laboratorioon ja laita tulostetut tarrat normaaliin paikkaan

Kierron ulkopuoliset pyynnöt, kun laboratorio ottaa näytteet (esim. veriviljelyt ja muut verinäytteet, mitkä halutaan potilaasta samalla kertaa otettavan)

1. Tee pyyntö/pyynnöt muulle kuin kiertoajalle
2. Valitse näytteenottajatyypiksi **Laboratorio**
3. Soita laboratorioon.

Näytteenotto näytekierrolla

1. Tee pyyntö/pyynnöt sovitulle kiertoajalle entisen käytännön mukaisesti
2. Valitse näytteenottajatyypiksi **Laboratorio**
3. Jos teet kierrolle **lisäpyyntöjä**, tee ne kierrolle ja tulosta tarrat entisen käytännön mukaisesti.

Pyyntö poliklinistä verinäytteenottoa varten

1. Tee pyyntö/pyynnöt sille päivälle, jolloin ohjaatte käymään näytteenotossa
2. Valitse näytteenottajatyypiksi **Potilas itse näytteenottoon**
3. Ohjaa potilas näytteenottoon normaalin käytännön mukaisesti

Jarkko Romppanen
Osastonylilääkäri

Ulla Dunder
Preanalytiikan koordinaattori
044-717 8834

Katariina Vuorenmaa
Aluelaboratorion johtaja

Jakelu

KYSin osastot, intranet, internet
OA:PREANA