

14.6.2023

Muutos ISLABin Kangasniemen laboratoriossa 14.6.2023 alkaen

ISLAB keskittää analytiikkaa ja Kangasniemen laboratorion verenkuvaa-analysointia. Sysmex poch on poistunut käytöstä 14.6.2023 alkaen. Tätä laitetta ei korvata uudella laitteella vaan verenkuvanäytteet kuljetetaan analysoitaviksi ISLABin Mikkelin keskussairaalan päivystyslaboratorioon.

Sysmex poch -laitteella on tehty Kangasniemellä seuraavat tutkimukset: B -PVK+T, B -PVK+Tmd, B -PVK+Ne.

Kangasniemen laboratorion näytteenotto toimii ajanvarauksella:

ma-ke klo 7.10–11.50

to-pe klo 8.10–11.50

Arkipäivisin klo 11.45 mennessä laboratorioon tuotujen ja otettujen näytteiden tulokset valmistuvat pääsääntöisesti saman päivän aikana. Tarkemmat tiedot yksittäisten tutkimusten vastausajoista löytyvät ISLABin tutkimusohjekirjasta (www.islab.fi).

Päivi Ylikangas

Aluelaboratorion johtaja, p. 044-717 8916

Pirjo Valtonen

Sairaalakemisti, p. 044-717 8918

pirjo.valtonen@islab.fi

JAKELU: ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Kangasniemen terveysasema

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

IslabVerkon asiakkaat

Internet/Intranet