

14.6.2023

Muutos ISLABin Mäntyharjun laboratoriossa 14.6.2023 alkaen

ISLAB keskittää analytiikkaa, ja Mäntyharjun laboratorion verenkuvaa-analysaattori Sysmex K-4500 on poistunut käytöstä 14.6.2023 alkaen. Sysmex K-4500-verenkuvaa-analysaattorin laitevalmistajan tuki päättyy ja laitteen tarvitsemia reagensseja ei enää saada. Tätä laitetta ei korvata uudella laitteella vaan verenkuvanäytteet kuljetetaan analysoitaviksi ISLABin Mikkelin keskussairaalan päivystyslaboratorioon. Sysmex K-4500 -laitteella on Mäntyharjun laboratoriossa tehty seuraavat tutkimukset: B -PVK+T, B -PVK+Tmd, B -PVK+Ne.

Mäntyharjun laboratorion näytteenotto toimii ajanvarauksella:

ma, ti, to klo 7.10–11.30

ke, pe klo 8.00–11.30

Arkipäivisin klo 11.30 mennessä laboratorioon tuotujen ja otettujen näytteiden tulokset valmistuvat pääsääntöisesti saman päivän aikana. Tarkemmat tiedot yksittäisten tutkimusten vastausajoista löytyvät ISLABin tutkimusohjekirjasta (www.islab.fi).

Päivi Ylikangas

Aluelaboratorion johtaja, p. 044-717 8916

Pirjo Valtonen

Sairaalakemisti, p. 044-717 8918

pirjo.valtonen@islab.fi

JAKELU: ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Mäntyharjun terveysasema

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

IslabVerkon asiakkaat

Internet/Intranet