

B -PVK+Ne vastausrakenteen muutos Mikkelin keskuslaboratoriossa

B -PVK+Ne vastausrakennetta muutetaan Mikkelin keskuslaboratoriossa siten, että mikäli verisolulaskija ei kykene luotettavasti laskemaan näytteen neutrofiileja, näytteestä vastataan mikroskooppilaskennalla vain kypsien neutrofiilien prosentuaalinen osuus leukosyyteistä. Muutoksella pyritään tuottamaan neutrofiilivastaus nykyistä nopeammin. Kypsiksi neutrofiileiksi lasketaan sauva- ja liuskatumaiset neutrofiilit.

Jos neutrofiilien esiasteilla tai niiden osuudella erittelyjakaumassa on merkitystä potilaan diagnostiikassa, suositellaan käytettäväksi tutkimusta B-TVK, josta tarvittaessa mikroskooppinen erittelylaskenta vastataan 1–3 arkipäivän kuluessa. B -PVK+Ne on ensisijainen tutkimus esimerkiksi potilaan sytostaattihoidon aloitusta arvioitaessa. Mikäli neutrofiilitulos toivotaan nopeasti, minkä lisäksi erittelyjakauma halutaan tietää, tulee tilata erikseen sekä B -PVK+Ne että B -TVK. Muutos toteutetaan 8.11.2025 alkaen.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Pentti Mäntymaa
Osastonylilääkäri

Tuukka Niskanen
vs. sairaalakemisti

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja sotekeskukset
Internet, intranet