ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
26.10.2026

Определение группы крови, скрининг антител и проба на совместимость перед операцией. Пациенты KYS.

Во время операции может потребоваться переливание эритроцитов для восполнения кровопотери. Анализы, необходимые для переливания крови, проводят заранее, чтобы к дню операции были подготовлены подходящие препараты крови.

Инструкция для пациента

В указанный вам день обратитесь в лабораторию ближайшего медицинского центра или больницы для сдачи анализа. Не забудьте взять с собой вторую страницу этой памятки с указаниями для медработника, который будет брать кровь. Если вы получили наклейки с вашими персональными данными, возьмите их с собой.

Перед сдачей анализа можно есть и пить как обычно, если вам не дали других указаний.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

ISLAB LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
26.10.2026

Ohje näytteenottajalle

Ota veriryhmä- ja/tai vasta-aineseulontatutkimusta varten yksi 3-4 ml putki EDTA-verta (B - Vr+VrAb 55019 tai P-VrAb-O 4577). Mikäli on pyydetty myös veren sopivuuskoenäyte (B-XKoe 2935) ota sitä varten yksi 6 ml putki EDTA-verta. Tarkista aina potilaan henkilöllisyys (nimi ja henkilötunnus). **Merkitse nimikirjaimesi putkitarraan henkilöllisyyden varmentamisen jälkeen.**

Veriryhmänäyte (B-Vr+VrAb 55019) ja sopivuuskoenäyte (B-XKoe 2935) on otettava erillisillä pistokerroilla ja molemmilla pistokerroilla on tehtävä potilaan henkilöllisyyden tunnistus (nimi ja henkilötunnus) sekä kuitattava tehty tunnistus merkitsemällä nimikirjaimet putkitarraan. Mikäli veriryhmä- ja sopivuuskoenäyte on pyydetty samalle päivämäärälle niin ne otetaan samalla näytteenottokerralla, mutta erillisillä pistokerroilla (jos näytteenotossa on useampi kuin yksi näytteenottaja niin kaksi eri näytteen ottajaa ottaa näytteet).
Verensiirtoserologiset näytteet otetaan aina niille ohjelmoituna päivänä.

Laita tämä potilasohje näytteiden mukana tiedoksi näytteiden lähettäjälle.

Ohje näytteiden lähetyksestä (näytteet ottanut laboratorio)

KYSin potilaiden veriryhmä- ja vasta-aineiden seulontanäytteet lähetetään tutkittaviksi lähimpään ISLABin verikeskukseen.

ISLABin laboratorioista näytteet lähetetään normaaleilla vakiokuljetuksilla. Muut lähettävät näytteet osoitteeseen:

ISLAB, Puijo

Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset

Tunnus 5000796

71006 KUOPIO